

## BLEFAROSTATO LIEBERMAN CON ASPIRACIÓN (HOJAS “K”)

REFERENCIA: K1-5171

MARCA: KATENA



### Descripción:

Blefarostato con aspiración de tipo Lieberman, mecanismo de ajuste y hojas de estilo Kratz. Diseñado para desechar el exceso de fluido de la superficie ocular. Incluye los tubos para el fluido, así como el adaptador luer-lock.

### Medidas:

Hojas de 15 mm.

### Materiales:

Blefarostato de acero inoxidable de grado médico.

Tubo de silicona de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

*Fecha de edición: 25 de noviembre de 2022, Rev. 1.*