


## BLEFAROSTATO INFANTIL ALAMBRE

**REFERENCIA:** K1-5330

**MARCA:** KATENA



### Descripción:

Blefaróstato infantil con hojas de dos tamaños distintos. Para uso en recién nacidos o niños de poca edad.

### Medidas:

Hoja larga de 5 mm de ancho.

Hoja corta de 3 mm de ancho.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Reutilizable.

*Fecha de edición: 9 de junio de 2020, rev. 1*