

BLEFAROSTATO PEDIÁTRICO LIEBERMAN HOJAS MACIZAS

REFERENCIA: K1-5665

MARCA: KATENA



Descripción:

Blefarostato pediátrico de palas macizas y mecanismo de ajuste.

Medidas:

Hojas de 5 mm de longitud.

Longitud total de 7 cm.

Material:

Acero inoxidable de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad.

Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 4 de septiembre del 2023, Rev. 1.