

BLEFAROSTATO CHU FEMTO PEQUEÑO

REFERENCIA: K1-5696

K1-5697

MARCA: KATENA



Descripción:

Blefarostato de tipo Chu Femto. Ideal para ser usado en procedimientos en los que se aplique láser femtosegundo, aunque su uso también se recomienda para cualquier otro tipo de cirugía oftalmológica como cataratas, trasplante de córnea, vitreoretinales, del lacrimal, etc.

El sistema de apertura de doble X abre los párpados en paralelo, lo que minimiza la presión externa ejercida sobre el globo ocular.

Las hojas se apartan del campo quirúrgico a medida que se abren, permitiendo así un acceso libre, sin obstrucciones. Tienen forma aplanada y redondeada.

Este modelo cuenta con las medidas de las hojas grande y pequeña.

Material:

Acero inoxidable grado médico. Reutilizable.











Medidas:

Referencia	Longitud hojas	Imagen
K1-5696	17 mm	
K1-5697	13 mm	

Presentación:

Caja 1 unidad. Reutilizable.

Fecha de edición: 2 de mayo de 2019, rev. 1.







