

BLEFAROSTATO CASTROVIEJO AJUSTABLE

REFERENCIA: K1-5701
MARCA: KATENA



Descripción: Blefarostato Castroviejo con hojas de 14 mm. Diseñado para mantener los párpados apartados, con el fin de exponer el globo ocular. Con mecanismo de ajuste.

Medidas: Largo total 8,4 cm. Hojas de 14 mm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Fecha de edición: 7 de Marzo del 2019, Rev.1.