


JUEGO 8 AROS FLIERINGA FIJACION ESCLERAL

REFERENCIA: K1-7100

MARCA: KATENA



Descripción:

Anillos de fijación escleral. El juego está formado por 8 anillos de distintos diámetros

Medidas:

Diámetros de 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm y 22 mm.

Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

Presentación:

Caja de 8 unidades.

Reutilizable y esterilizable.

Fecha de edición: 27 de enero de 2023, Rev. 2.