


## ARO FLIERINGA FIJACIÓN ESCLERAL

REFERENCIA: K1-7XX0

MARCA: KATENA



### Descripción:

Anillos de fijación escleral Flieringa.

### Medidas:

Referencia	Diámetro
K1-7140	14 mm
K1-7150	15 mm
K1-7160	16 mm
K1-7170	17 mm
K1-7180	18 mm

Referencia	Diámetro
K1-7190	19 mm
K1-7200	20 mm
K1-7210	21 mm
K1-7220	22 mm

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad.

Reutilizable y esterilizable.

Fecha de edición: 27 de enero de 2023, Rev. 1.