


# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**ARO McNEILL-GOLDMAN FIJACIÓN ESCLERAL+BLEFARO 17mm**

**REFERENCIA: K1-7313**

**MARCA: KATENA**



Descripción: Aro McNeill-Goldman para fijación escleral y blefarostato.

Medidas: 17 mm de diámetro interno.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, Rev.2*