

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## RETRACTOR DE PÁRPADOS DESMARRES

**REFERENCIA:** K1-8200 tamaño 0, ancho 11 mm  
K1-8210 tamaño 1, ancho 13 mm  
K1-8220 tamaño 2, ancho 15 mm  
K1-8230 tamaño 3, ancho 17 mm

**MARCA:** KATENA



Descripción: retractor de párpados con hojas sólidas muy finas.

Medidas: Longitud total 14 cm.

Material: Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 19 de mayo del 2015, rev.2*