

CHOPPER DODICK-KAMMANN

REFERENCIA: K3-2385

MARCA: KATENA



Imagen completa del chopper Dodick-Kammann (arriba) y detalle de su punta (abajo).

Descripción:

Chopper de tipo Dodick-Dammann diseñado para el corte bimanual del núcleo. Su punta, larga, cuenta con un borde inferior en forma de cuña y con una sección posterior suave y redondeada. El uso de 2 piezas de este instrumental para trocear el núcleo en segmentos más pequeños puede reducir significativamente el tiempo de faco.

Medidas:

Punta angulada de 2,0 mm de longitud. Longitud total de 12 cm.

Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 19 de septiembre de 2022, Rev. 1.