

## GANCHO DIVISOR DE NÚCLEO FUKASAKU

REFERENCIA: K3-2393

MARCA: KATENA



Imagen completa del gancho divisor Fukasaku (arriba) y detalle de su punta (abajo).

### Descripción:

Gancho divisor de tipo Fukasaku para pupilas pequeñas, con punta angulada. Se ha diseñado para la técnica de faco 'snap & split' (que en castellano se traduciría como 'romper y dividir'). La sección corta y con forma de cuña en la punta se usa para romper el núcleo en el área segura central, mientras que la parte superior, pulida de manera delicada, se usa para retraer el iris para mejorar la visibilidad.

### Medidas:

Punta angulada de 2,0 mm de longitud. Longitud total de 11,5 cm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

*Fecha de edición: 19 de septiembre de 2022, Rev. 1.*