

LAZO PARA LENTE KEENER-ARLT

REFERENCIA: K3-4141

MARCA: KATENA



Descripción:

Lazo para lente intraocular de tipo Keener-Arlt serrado, diseñado para hacer una pequeña incisión manual para la eliminación de fragmentos del núcleo. La curvatura del lazo es pronunciada, existiendo una más suave en la referencia K3-4140.

Medidas:

Ancho del lazo 3 mm. Longitud total de 134 mm.

Material:

Acero inoxidable de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad.

Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 21 de marzo del 2023, Rev. 1.