

## LENTE RETINA 180 SMT 013

REFERENCIA: K30-1300

MARCA: KATENA



Descripción: Lente diseñada para ofrece una visión gran angular excepcional hasta la *ora serrata*. Aumento de imagen indirecta de 0,8x y alta definición, vista de campo amplio del fondo de ojo. Se utiliza para tratar la degeneración macular relacionada con la edad, particularmente la fotocoagulación de retina y macula. Aumento de punto de láser de 1,25x. Estas lentes llevan un recubrimiento anti reflejos y pueden ser utilizadas con láseres terapéuticos.

Aumento: Aumento de la imagen indirecta 0,8x y aumento del punto láser de 1,25x.

Presentación: Estéril y desechable. Caja de 10 unidades.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 02 de agosto 2018, Rev.2.*