

LENTE AUMENTO SMT 023

REFERENCIA: K30-1435

MARCA: KATENA



Descripción: Lente de lupa. Este objetivo ofrece un campo de 30 ° de vista del fondo del ojo. Estéril y desechable.

Aumento: 1.2x.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 22 de julio del 2016, Rev.1.