

LENTE QUIRÚRGICA DE CAMPO AMPLIO CON MANGO

REFERENCIA: K30-1520
MARCA: KATENA



Descripción:

Lente quirúrgica de campo amplio con mango. Esta lente permite la visión indirecta de la retina. Presenta recubrimientos antirreflectantes, que las protege del polvo, arañazos, huellas dactilares o marcas de agua. Permite la visualización del fondo del ojo, el vítreo y las estructuras retinianas durante la vitrectomía.

Material:

- Lente: Polimetilmetacrilato
- Anillo de soporte de la lente: polipropileno
- Anillo de soporte: silicona
- Mango: policarbonato

Medidas:

Aumento de la imagen 0,42x y campo de visión de 155°.

Presentación:

Estéril y desechable. Caja de 10 unidades.

Fecha de edición: 09 de Junio 2020, Rev.1.