

LENTE 90D SMT 009

REFERENCIA: K30-2400

MARCA: KATENA



Descripción: Lente estéril 28D desechable que ofrece un aumento claro de la imagen 2,1x del fondo del paciente y un campo visual amplio de 53°. La magnificación del punto láser es de 0,47x. Con una cobertura anti reflejos, ofrece una visión y una óptica excepcionales, sin marcas de agua ni arañazos. Esta lente es ideal para procedimientos quirúrgicos para la unidad neonatal.

Aumento: Aumento de la imagen 2,1x.

Presentación: Caja de 10 unidades. Estéril y desechable

Fecha de edición: 11 de Octubre 2018, Rev.1