

LENTE OSHER 78D SMT 019

REFERENCIA: K30-2405

MARCA: KATENA



Descripción: Lente estéril 78D de un sólo uso. Proporciona una imagen nítida con un aumento de 0,77x de la imagen del fondo de ojo del paciente y un campo de visión de 80°. Con una cobertura anti reflejos, ofrece una visión y una óptica excepcionales, sin marcas de agua ni marcas.

Aumento: Aumento de la imagen 0,77x.

Presentación: Caja de 10 unidades. Estéril y desechable.

Fecha de edición: 11 de Octubre 2018, Rev.1