

LENTE 60D SMT 010

REFERENCIA: K30-2410

MARCA: KATENA



Descripción: La lente de un solo uso de 60D proporciona una imagen ampliada y clara del fondo del ojo del paciente y proporciona un campo de visión de 68°. Ofrece una óptica excepcional con revestimiento anti-flexión para su uso en el quirófano o en la UCIN.

Aumento: Aumento de la imagen 0.96x

Presentación: Caja de 10 unidades. Estéril y desechable

Fecha de edición: 7 de marzo 2019, Rev. 1