

LENTE 20D SMT 012

REFERENCIA: K30-2420

MARCA: KATENA



Descripción: Lente bi-asférica de uso único, ofrece una magnificación de imagen 3.0x del fondo de ojo del paciente y un campo de 53º de visión. Ofrece un aumento del punto de láser de 0.33x.

Con recubrimiento antirreflejos, es una lente pensada para su uso tanto en quirófano como para consulta. Ofrece una visión nítida, sin marcas de agua.

Aumento: 3.0x.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Fecha de edición: 23 de enero del 2018, Rev.1.