

LENTE PARA CAPSULOTOMÍA DIAMOND

REFERENCIA: K31-1120

MARCA: KATENA



Descripción:

Lente para capsulotomía con diámetro óptico mayor al estándar, permitiendo realizar el tratamiento fuera del eje visual del paciente. El diseño de la lente se ha hecho de una única pieza, para evitar que pueda desprenderse. El diseño de la sujeción es ergonómico. Compatible con láseres terapéuticos adecuados.

Materiales:

Lente con cobertura de diamante evaporado.

Cuerpo de aleación de aluminio ultraligero, envuelto en una anilla de goma.

Medidas:

Aumento de la imagen de 1,8x y del punto láser de 0,56x.

Presentación:

Caja de 1 unidad.

Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 8 de septiembre de 2022, Rev.1.