

LENTE BIASFÉRICA REUTILIZABLE

REFERENCIA: K31-2300
K31-2305
K31-2310
K31-2315
K31-2320
MARCA: KATENA



*imagen de la referencia K31-2320 a modo ilustrativo

Descripción:

Lente biasférica diseñada para ser utilizada junto con una lámpara de hendidura (también conocida como biomicroscopio).

Materiales:

Revestimiento duro, resistente a arañazos y antirreflectante.

Presentación:

Reutilizable. Caja de 1 unidad.

Medidas:

Referencia	Versión	Magnificación	Campo de visión	Imagen
K31-2300	90D	0,64x	75°	
K31-2305	78D	0,77x	80°	
K31-2310	60D	0,96x	68°	
K31-2315	28D	2,1x	53°	
K31-2320	20D	3,0x	53°	

Fecha de edición: 04 de marzo 2019, Rev.1