

LENTE DIAMOND BIASFÉRICA REUTILIZABLE

REFERENCIA: K31-2350
K31-2355
K31-2360
K31-2365
K31-2370
MARCA: KATENA



*imagen de la referencia K31-2370 a modo de ejemplo

Descripción:

Lente biasférica de no contacto, reutilizables y resistentes.

Materiales:

La lente dispone de un recubrimiento endurecedor de diamante evaporado para protegerla de las rascadas, además de ser anti-reflejante.

Dispone de un borde fabricado con una aleación de aluminio ultra ligero y una banda negra para un agarre seguro, además de ser totalmente ergonómica.

Presentación:

Reutilizable. Caja de 1 unidad.

Medidas:

Referencia	Versión	Magnificación	Campo de visión	Imagen
K31-2370	20D	3,0x	53°	
K31-2365	28D	2,1x	53°	
K31-2360	60D	0,96x	68°	
K31-2355	78D	0,77x	80°	
K31-2350	90D	0,64x	75°	

Fecha de edición: 1 de marzo 2019, Rev.2