

## TIJERA GILLS-VANNAS ANGULADA 5 mm

**REFERENCIA:** K4-5070

**MARCA:** KATENA



### Descripción:

Tijera de tipo Gills-Vannas para capsulotomía, de hojas anguladas y puntas afiladas.

### Medidas:

Hojas de 5 mm de longitud.

Longitud total de 8 cm.

### Material:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

*Fecha de edición: 27 de marzo del 2023, Rev. 1.*