

PINZA TEJIDO MCPHERSON DIENTES 1x2

REFERENCIA: K5-2300

MARCA: KATENA



Descripción: Pinza recta para agarrar tejidos. Mandíbulas con dientes en disposición 2x1 para una óptima sujeción tisular. Abertura de 0.4 mm.

Medidas: Longitud total de 131mm. Dientes en 2x1 de 0,4mm con plataforma.

Material: Acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Fecha de edición: 7 de Marzo del 2019, rev. 1.