


## PINZA CORNEAL PERL DIESTRA

REFERENCIAS: K5-2912  
MARCA: KATENA



Pinza corneal Perl diestra completa (arriba) y detalle de su punta (abajo).

### Descripción:

Pinza corneal con configuración 1 x 2 dientes diminutos para agarrar y mantener sujeto el tejido de manera atraumática. Diseñada para su uso con la mano derecha.

### Medidas:

Dientes de 0,08 mm.

Longitud total de 10 cm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 30 de octubre de 2020, Rev. 1