

## PINZA PARA TEJIDOS ADSON

**REFERENCIA:** K5-4170

**MARCA:** KATENA



### Descripción:

Pinza de tipo Adson para tejidos recta con dientes en configuración 1x2. Delicada.

Usada comúnmente en intervenciones quirúrgicas de párpados, oculoplásticas, de chalaziones, estrabismo y lacrimal.

### Medidas:

Longitud de 125 mm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Reutilizable.

*Fecha de edición: 10 de marzo de 2020, Rev.1.*