

## PINZA CAPSULORREXIS FINE-IKEDA PARA MICS 23G CURVA

**REFERENCIA:** K5-7655

**MARCA:** KATENA




Imagen de la pinza Fine-Ikeda (arriba) y detalle de su punta (abajo)

### Descripción:

Pinza Fine-Ikeda utilizada para micro-incisiones en cirugías de cataratas. Punta curva con micro puntas de agarre cortas.

### Medidas:

Punta de 1,6 mm de 23G de grosor.

Longitud total de 13,3 cm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

*Fecha de edición: 21 de octubre de 2021, Rev.1.*