

PINZA SUTURA RECTA PRASAD

REFERENCIA: K5-7743

MARCA: KATENA



Imagen de la pinza de sutura recta Prasad (arriba) y detalle de su punta (abajo)

Descripción:

Micropinza de sutura tipo Prasad con mandíbulas en la punta largas y rectas.

Utilizada comúnmente en cirugías de glaucoma y de cataratas.

Medidas:

Grosor de la punta de 23G. Mandíbulas de 2,65 mm de longitud.

Eje de la punta de 25 mm de longitud. Longitud total de 14,2 cm

Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 17 de noviembre de 2021, Rev. 1.