

## PINZA MUSCULO JAMESON CON CIERRE

**REFERENCIA:** K5-9000 4 dientes, tamaño infantil, cierre derecha  
K5-9010 4 dientes, tamaño infantil, cierre izquierda  
K5-9020 6 dientes, tamaño adulto, cierre derecha  
K5-9030 6 dientes, tamaño adulto, cierre izquierda

**MARCA:** KATENA



**Descripción:** Pinza músculo Jameson con cierre lateral deslizante. Brazos con mandíbulas laterales dentadas longitudinalmente, especialmente diseñada para recesión.

**Medidas:** Longitud de los brazos 8 mm (ref. K5-9000/10) y 13 mm (ref. K5-9020/30), longitud total del instrumento 96 mm (ref. K5-9000/10) y 99 mm (ref. K5-9020/30)

**Material:** Fabricado en acero inoxidable de grado médico. Reutilizable.

**Presentación:** Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 17 de Julio del 2017, rev.1*