

PINZA PARA PÁRPADOS ERHARDT

REFERENCIA: K5-9400

MARCA: KATENA



Descripción:

Pinza para párpados de tipo Erhardt, usada comúnmente en cirugías de párpados u oculoplásticas.

Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

Medidas:

Ancho del segmento ovalado mayor de la punta de 2,2 cm.

Longitud total de 10 cm.

Presentación:

Reutilizable y esterilizable. Caja de 1 unidad.

Fecha de edición: 7 de septiembre de 2020, Rev. 1.