


## CÁNULA ASPIRACIÓN GILLS 25G ANGULADA 10 mm

REFERENCIA: K7-5390

MARCA: KATENA



Cánula de aspiración Gills (arriba) y detalle de su punta (abajo).

### Descripción:

Cánula de aspiración de tipo Gills de punta delicada y roma, abierta en el extremo y angulada.

### Medidas:

25 Ga de diámetro. Punta de 10 mm de longitud.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

*Fecha de edición: 11 de agosto, Rev.1.*