

PIEZA DE MANO DE IRRIGACIÓN

REFERENCIA: K7-5840

MARCA: KATENA



Imagen con el color modificado para mostrarse en escala de grises. La pieza de mano es realmente de color azul.

Descripción:

Sistema diseñado para la irrigación y aspiración bimanual del córtex residual tras la facoemulsificación y eliminación del núcleo. Se han diseñado para adaptarse a la anatomía de sujetar cada una de las piezas de mano en incisiones opuestas, siendo esta pieza de mano la diseñada para irrigar. Cuenta con un conector hembra.

Medidas:

Puertos laterales de 21G (0,5 mm de diámetro).

Material:

Acero inoxidable de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 8 de marzo del 2023, Rev.1.