

CHOPPER DE IRRIGACION FINE VERTICAL

REFERENCIA: K7-5871

MARCA: KATENA




Imagen del chopper de irrigación Fine (arriba) y detalle de su punta (abajo)

Descripción:

Chopper tipo Fine para irrigación vertical acabada en "V", de tres caras.

Medidas:

Punta de 1,2 mm de 20G de grosor

Longitud total de 11 cm.

Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 21 de octubre de 2021, Rev.1.