

## MANGO DE ASPIRACION COLOR MAGENTA

**REFERENCIA:** K7-5890

**MARCA:** KATENA



Imagen en escala de grises de los mangos de aspiración (izquierda) e irrigación (derecha).

### Descripción:

Mangos para sistema bimanual de aspiración, de color magenta, para usar con cánulas luer-lock estándar. Conexión macho/macho. Utilizado comúnmente en cirugías de glaucoma, cataratas y vitreorretinal.

### Medidas:

Longitud total de 7,6 cm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Esterilizable y reutilizable.

*Fecha de edición: 21 de octubre de 2021, Rev.1.*