

CANULA INFUSION HESLIN CON PUNTA TEXTURIZADA

REFERENCIA: K7-6700
K7-6710

MARCA: KATENA




Imagen de la cánula de infusión Heslin con punta texturizada completa (izquierda) y detalle de la punta en el que se aprecia la textura (derecha).

Descripción:

Cánula de infusión de tipo Heslin con punta texturizada para conseguir su retención en la incisión. Especialmente indicada para las cirugías de cataratas y DSEK (queratoplastia endotelial con disección de la membrana de Descemet).

Medidas:

La punta de la referencia K7-6700 tiene un grosor de 25 Ga.

La punta de la referencia K7-6710 tiene un grosor de 23 Ga.

Materiales:

Punta y adaptador de acero inoxidable de grado médico.

Tubo de silicona de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad. Reutilizable.

Fecha de edición: 10 de octubre de 2019, Rev.1.