

## INTRODUCTOR DE ESFERA CARTER

REFERENCIA: K8-6000

MARCA: KATENA



### Descripción:

Introduccion de esferas de tipo Carter. Diseñado para introducir esferas gracias a su forma y el émbolo con resorte.

### Medidas:

Longitud total en la posición mostrada en la foto de 12,5 cm.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Reutilizable.

*Fecha de edición: 7 de febrero de 2020, Rev.1.*