

PROTECTOR DE PUNTAS DE INSTRUMENTAL

REFERENCIA: **K9-1205 SURTIDO DE TAMAÑOS**
 K9-1215 BLANCO
 K9-1225 AZUL
 K9-1235 VERDE
 K9-1245 ROJO
 K9-1255 AMARILLO
 K9-1265 OVALADO, NARANJA

MARCA: KATENA



Descripción: Capuchones protectores de las puntas de instrumental quirúrgico. Punta redonda, excepto K9-1260, que presenta la punta ovalada. Disponen de orificios de ventilación. Se pueden esterilizar en autoclave y son reutilizables.

Medidas:

- K9-1215: 2mm diámetro x 20mm longitud
- K9-1225: 3mm diámetro x 20mm longitud.
- K9-1235: 4mm diámetro x 20mm longitud.
- K9-1245: 5mm diámetro x 25mm longitud.
- K9-1255: 7mm diámetro x 27mm longitud.
- K9-1265: 11mm diámetro x 26mm longitud.

Material: Fabricadas en cloruro de polivinilo.

Presentación: Caja 100 unidades.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 16 de noviembre de 2015, rev.3