


## CAJA ESTERILIZADORA DE ALUMINIO

REFERENCIA: K9-2320, K9-2330 y K9-2340

MARCA: KATENA



Descripción: Caja de aluminio anodizado autoclavable, con manta de silicona. La tapa, la base de la caja y la manta están perforadas, para conseguir una óptima penetración del vapor. Disponible en tres tamaños.

Medida:

Referencia	Tamaño	Nº de instrumentos	Dimensiones (mm)
K9-2320	Pequeño	6-8	206x115x19
K9-2330	Medio	10-17	247x206x19
K9-2340	Grande	16-20	327x225x25

Material: Fabricado en aluminio. Reutilizable.

Presentación: 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 05 de marzo del 2015, Rev.1.*