

## DRIP DROPPER™ HOLEKAMP DE PUNTA SUAVE 25G BULBO ACANALADO

REFERENCIA: KA-DV1200-25F

MARCA: KATALYST SURGICAL



Descripción: Holekamp Drip Dropper™ de punta suave de 25G y bulbo acanalado. Especialmente diseñado para proporcionar inyección intravítrea controlada de tintes, esteroides, perfluorocarbonos y otros líquidos. El bulbo acanalado actúa como un mango de backflush estándar, que proporciona reflujo y aspiración pasiva. También disponible en 20G, 25G y 27G.

Medidas: 25G.

Material: Punta de silicona flexible atraumática.

Presentación: Cajas de 5 unidades estériles desechables.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0050 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 13 de Febrero del 2017, Rev.1*