

## PINZA SUTURA MCPHERSON MANDÍBULAS ANGULADAS, TITANIO

**REFERENCIA:** KT5-5010

**MARCA:** KATENA



Descripción: Pinza McPherson con mandíbulas anguladas y delicadas en los extremos. Especialmente indicada para suturas de 8-0 a 11-0.

Medidas: Longitud de la mandíbula 5 mm, longitud total del instrumento 100 mm.

Material: Fabricada en titanio. Reutilizable.

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 26 de marzo, Rev.1*