

PINZA DE SUTURA GERL CURVA

REFERENCIA: KT5-5215

MARCA: KATENA




Imagen de la pinza de sutura Gerl (arriba) y detalle de su punta (abajo).

Descripción:

Pinza de sutura de tipo Gerl con puntas curvas con plataforma plana en el extremo. Usada especialmente en las siguientes intervenciones quirúrgicas: catarata, vitreorretinal, trasplante de córnea y DALK.

Medidas:

Plataforma plana en el extremo de 6 mm.

Usada para suturas de 8-0 a 11-0.

Materiales:

Titanio de grado médico.

Presentación:

Caja de 1 unidad.

Esterilizable y reutilizable.

Fecha de edición: 07 de abril de 2022, Rev.2.