

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## HPF10 PERFLUORO DECALÍN 5mL

REFERENCIA: M-HPF 003-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: Para uso intraoperativo durante la cirugía vitreoretiniana para recolocar y estabilizar la retina desprendida. Compuestos perfluorinados al 100%, más del 98% de perfluorodecalina de alta densidad (1,917 kg/L). Químicamente y fisiológicamente inerte, no tóxico, incoloro y estable al tratamiento con láser. Mayor densidad para tamponar suavemente pero uniformemente la retina desprendida. Mayor punto de ebullición para evitar la formación de burbujas y suministrar con seguridad la energía láser. La pureza, comprobada por análisis gas-cromatográfico, evidencia una mezcla de dos componentes, igualmente puros.  
Estéril.

Presentación: Caja con 1 vial de 5mL.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 8 enero 2009, rev. 1*