

## CALIBRADOR CUCHILLETE DIAMANTE MEYCO

REFERENCIA: ME-459

MARCA: MEYCO




Imagen del calibrador en el que se ha colocado un cuchillete de Meyco.

### Descripción:

Calibrador para comprobar la profundidad de corte de los cuchilletes de Meyco de filo único. Al usar los calibradores, puede ajustarse la profundidad de corte, equivaliendo cada giro completo a una variación de 0,50 mm.

### Compatibilidad:

Para los cuchilletes de filo doble se recomienda el uso de la referencia ME-409.

*Fecha de edición: 19 de enero de 2024, Rev.1.*