

PINZA RECTA 1x2 DIENTES

REFERENCIA: MM-SU1124
MM-SU1124C
MARCA: MALOSA MEDICAL



Descripción:

Pinzas cortas dentadas de tipo Bonn. La pinza dispone de plataforma de sutura y dientes en el extremo, en configuración 1x2.

Medidas:

Dientes de 0,4 mm. Plataformas de sutura de 5 mm.

Mango de 80 mm.

Material:

Fabricado en acero inoxidable de grado médico. La referencia MM-SU1124C mostrada a continuación dispone de un clip de polipropileno para mejorar la sujeción.



Presentación:

Caja de 20 unidades. Estériles y de un solo uso.

Fecha de edición: 17 de febrero de 2020, Rev.1