

MANGO BACKFLUSH 11.3CM, TUBO 12.7CM, ASPIRACIÓN ACTIVA

REFERENCIA: MO-3228

MARCA: MEDONE



Descripción:

Mango para cánulas de tipo backflush con aspiración pasiva indicado para cirugías de retina y vítreo. El mango backflush está diseñado para maximizar el rendimiento y la comodidad ergonómica. El mango corto proporciona una excelente maniobrabilidad en el campo quirúrgico, especialmente alrededor de sistemas de visualización de campo amplio. El área de agarre está diseñada para un control preciso en procedimientos delicados. El accesorio de bloqueo Luer permite una conexión rápida y fácil con cualquier cánula compatible con este sistema, entre ellas las cánulas de MedOne. El tapón extraíble permite su uso con aspiración activa o pasiva.

Medidas:

Mango de 11,3cm y tubo de 12,7cm

Presentación:

Caja de 5 unidades, envasadas estériles e individualmente.

Desechables y de un solo uso.

Fecha de edición: 29 de enero de 2024, Rev.1