


NANO CÁNULA 25g/48g

REFERENCIAS: MO-3263

MARCA: MEDONE



Nano cánula de 25G / 48G (arriba) y detalle de su punta (abajo)

Descripción:

Nano cánula con punta biselada para ser usada en procedimientos subretinales, confiriendo suficiente rigidez y visibilidad como para facilitar la entrada en el espacio subretinal o en estructuras delicadas.

Medidas:

Punta en el extremo de 48G de grosor externo. Cánula con eje de 25G de grosor.

Longitud de la cánula de 28 mm.

Materiales:

Punta hecha íntegramente en metal de grado médico.

Presentación:

Caja con 1 unidad. Estéril, desechable y de un solo uso.

Fecha de edición: 20 de junio de 2022, Rev. 1.