

CÁNULA VISCO DISECCIÓN 25G

REFERENCIA: MO-3274

MARCA: MEDONE



Descripción:

Cánula de visco disección con una punta extensible y curva. Permite la inyección de material viscoelástico para una disección delicada de membranas epirretinianas.

Cuando se extiende la punta, su forma curva permite la inyección paralela a la superficie retinal, mientras que estando retraída pasa con facilidad a través de trócares. La conexión luer permite una fácil conexión.

Medidas:

Cánula de 25G de diámetro.

Presentación:

Caja de 1 unidad estéril.

Desechable y de un solo uso.

Fecha de edición: 1 de marzo del 2021, rev 2.