

CANULA BACKFLUSH ASPIRACION PASIVA 23G

REFERENCIA: MO-3286

MARCA: MEDONE



Descripción:

Cánula blackflush de punta roma y con mango ergonómico. Usada para aspiración pasiva en cirugías intraoculares.

Dispone de un control de la punta retráctil que puede usarse cómodamente con un único dedo.

Medidas:

Punta flexible de silicona de 1 mm.

Cánula de 23G de diámetro.

Presentación:

Caja de 5 unidades estériles envasadas individualmente. Desechables y de un solo uso.

Fecha de edición: 1 de marzo del 2021, rev 2.