

## KERARING AS. ANILLO CORNEAL INTRAESTOMAL

REFERENCIA: MP-AS5-160-XXX/XXXY

MP-AS5-330-XXX/XXX

MP-AS6-160-XXX/XXXY

MARCA: MEDIPHACOS



Descripción: anillos corneales Keraring AS de espesor progresivo, que ejerce un efecto de aplanamiento gradual, permitiendo una remodelación corneal personalizada para cada caso específico.

El espesor puede incrementar en el sentido de las agujas del reloj o contrariamente a las agujas del reloj. El extremo en forma de flecha indica la dirección de este aumento.

Medidas: 5mm de diámetro.

Referencia	Arco (°)	Espesor (µm)	Sentido incremento
MP-AS5-160-150/250W	160	150/250	Favorable agujas reloj
MP-AS5-160-150/250C	160	150/250	Contrario agujas reloj
MP-AS5-160-200/300W	160	200/300	Favorable agujas reloj
MP-AS5-160-200/300C	160	200/300	Contrario agujas reloj
MP-AS5-330-150/250	330	150/250	De extremos al centro
MP-AS5-330-200/300	330	200/300	De extremos al centro

Medidas: 6mm de diámetro.

Referencia	Arco (°)	Espesor (µm)	Sentido incremento
MP-AS6-160-150/250C	160	150/250	Contrario agujas reloj
MP-AS6-160-150/250W	160	150/250	Favorable agujas reloj
MP-AS6-160-200/300C	160	200/300	Contrario agujas reloj
MP-AS6-160-200/300W	160	200/300	Favorable agujas reloj

Material: PMMA de grado médico. Desechable. Exento de látex.

Presentación: 1 segmento de anillo por caja. Estéril. No reutilizable

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0434 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 21 de Marzo 2018, rev.3.*