

ANILLO CORNEAL INTRAESTOMAL KERARING

REFERENCIA: MP-SIXAXXMXXX

MARCA: MEDIPHACOS



Descripción: Segmento de anillo corneal intraestromal, es un dispositivo médico de precisión implantable para la corrección de irregularidades de la superficie corneal y la reducción de errores de refracción asociados al queratocono y otras ectasias.

Medidas:

SI5 → GROSOR 50-350 μ EN SALTOS DE 50 μ → ZONA ÓPTICA DE 5MM → LONGITUD DE ARCO 90°-120°-160°-210°

SI6 → ZONA ÓPTICA DE 5.5 O 6MM → GROSOR 50-350 μ EN SALTOS DE 50 μ → LONGITUD DE ARCO DE 90°-120°-150°-210°

Material: Fabricado en PMMA CQ UV. Desechable.

Modelos:

| PRODUCTO SANITARIO | TIPOS | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |
|--------------------|------------|--|---|
| KERARING | SI5 | Anillo intraestromal Keraring de 5mm de zona óptica. <ul style="list-style-type: none">- Grosor variable (todos los modelos): de 150µm a 350µm en saltos de 50µm- Longitud de arco variable (todos los modelos): de 90°-120°-160°-210° | MP-SI5A90MXXX MP-SI5A120MXXX MP-SI5A160MXXX MP-SI5A210MXXX |
| | SI6 | Anillo intraestromal Keraring de 5,5 ó 6mm de zona óptica (en todos los modelos). <ul style="list-style-type: none">- Grosor variable (todos los modelos): de 150µm a 350µm en saltos de 50µ- Longitud de arco variable (todos los modelos): de 90°-120°-150°-210° | MP-SI6A90MXXX MP-SI6A120MXXX MP-SI6A150MXXX MP-SI6A210MXXX |

Presentación: Caja 1 unidad.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0434 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 08 de Junio de 2016, Rev. 1.